



## **HYBRID**

## Nitrile & Vinyl blend, powder-free, examination gloves

Gants en mélange nitrile et vinyle, sans poudre, pour examen médical

- For single use only Usage unique seulement
- Beaded cuff provides tight fitting around wrist, eliminates roll-ups and minimizes entry of liquids

Bord roulé maintient le gant sérré au poignet et empêche l'entrée de liquides

- Latex-free Sans latex
- Non-sterile Non stériles
- Ambidextrous Ambidextres
- Each batch of gloves is air-tested to detect pinholes
  Chaque lot de gants est testé afin de détecter la moindre perforation
- Blue Bleu
- Powder level maximum 2 mg per glove Contenu résiduel de poudre maximum 2 mg par gant

Dimensions				
Code + Size Taille	Palm width (mm) Largeur de la paume (mm)	<b>Length (mm)</b> Longueur (mm)		
51226 - S/P	80-89	min.230		
51227 - M/M	90-99	min.230		
51228 – L/G	100-109	min.230		
51229 - XL/TG	110-119	min.230		

Thickness Épaisseur			
<b>Measured part</b> Partie mesurée	<b>Single wall (mm)</b> Simple paroi (mm)		
Finger Doigt	min.0.06		
Palm Paume	min.0.08		
Cuff Bord	min.0.05		

Physical properties Propriétés physiques			
<b>Property</b> Propriété	<b>Unaged</b> Non vieilli	Aged Vieilli	
<b>Tensile strength</b> Force au point d'arrêt	min.14 Mpa	min.14 Mpa	
<b>Elongation</b> Élongation	min.350%	min.350%	
Force at break Force à la rupture	min.3.6 N	min.3.6N	

## Instruction for use Instruction pour utilisation

Before putting on gloves hands must be clean and dry. Gloves do not replace the need for hand hygiene. Hands must be washed every time gloves are removed to avoid contamination. Gloves are for single use. Change gloves if moving from a contaminated area to a non-contaminated area. Be sure to wear gloves that fit properly, gloves should fit snugly around wrists and hands. Different sizes are available. Avant de mettre des gants, les mains doivent être propres et sèches. Les gants ne remplacent pas le besoin d'hygiène des mains. Les mains doivent être lavées chaque fois que les gants sont retirés pour éviter toute contamination. Les gants sont à usage unique. Changer de gants si vous passer d'une zone contaminée à une zone non-contaminée. Assurez-vous de porter des gants bien ajustés. Les gants doivent être bien ajustés autour des poignets et des mains. Différentes tailles sont disponibles.

100 pieces per box, 10 boxes per shipping carton. Store in a cool, dry place. Avoid excessive heat (40°C, 104°F). Shield open boxes from direct sun and fluorescent lighting. To order, please refer to a specific size and mention the product code. 100 unités par boîte, 10 boîtes par carton de transport. Conserver dans un endroit frais et sec. Éviter la chaleur excessive (40°C, 104°F). Protéger les boîtes entamées contre l'exposition directe au soleil ou à l'éclairage fluorescent. Pour commander, veuillez spécifier la taille et le code du produit.